

# DEFIBTECH AED



## Levens redden met één druk op de knop!

### Het redden van mensenlevens ligt nu binnen ieders handbereik!

Wat doet u als iemand onverhoopt een hartstilstand krijgt? In dat geval is er de Automatische Externe Defibrillator (AED), hét apparaat waarmee de kans op overleving na een hartcrisis spectaculair stijgt. De normale half automatische Lifeline AED vertelt u stapsgewijs wat u moet doen. De nieuwe Lifeline VIEW met interactief fullcolor lcd-scherm laat u ook zien hoe te handelen met behulp van videobeelden.

Een door Nu-Swift geleverde AED bevat standaard:

- ✓ een batterij-unit
- ✓ een paar defibrillatie-elektroden
- ✓ een 9V status indicator batterij
- ✓ een snelle referentiekaart
- ✓ een Nederlandstalige gebruikershandleiding
- ✓ een softcase draagtas
- ✓ een safeset.



# HET AED ZEKER CONCEPT VAN NU-SWIFT

Nu-Swift kan u volledig van dienst zijn bij de levering, het onderhoud en de training van AED's via ons unieke AED ZEKER concept:

- ✓ Advisering bij de aanschaf van een AED en de organisatorische opzet
- ✓ Instructie aan de gebruikers bij levering
- ✓ Jaarlijkse controle en onderhoud van de AED inclusief software updates
- ✓ AED training (onderdeel van de BHV training)
- ✓ Opnieuw gebruiksklaar maken ná de inzet van een AED.

Hiermee waarborgt u dat uw AED altijd snel en met een gerust gevoel kan worden ingezet.

## Stappenplan controle Automatische Externe Defibrillator



1. Visuele controle en controle bereikbaarheid



2. Controle op compleetheit en houdbaarheid



3. Controle accu



4. Vervangen 9 volt batterij



5. Controle en tijdig vervangen pads



6. Functie test en software update



7. Aanbrengen onderhoudsetiket, registratie logboek



8. Aanvullen safeset en terugplaatsen