

Evac+Chair

Evacuatiestoel

EVACUATIE VOOR IEDEREEN

UW VOORDELEN

- 1 Veilige en snelle evacuatie van mensen met een beperking
- 2 Door 1 persoon te bedienen bij evacuatie van personen tot 182 Kg
- 3 Er hoeft niet zwaar te worden getild in noodsituaties
- 4 Door de glijriemen "glijdt" de evacuatiestoel rustig naar beneden
- 5 Unieke levenslange garantie op fabrikagefouten
- 6 Voldoen aan uw zorgplicht, ook voor mensen die minder goed ter been zijn

TOEPASSINGEN

- Alle gebouwen met verdiepingen waar geëvacueerd moet worden over trappen.
- Alle gebouwen waar (mogelijk) mindervaliden of niet-zelfredzame personen aanwezig zijn.
- Als extra hulpmiddel bij ongeval of waar mensen anders getild moeten worden.

WAT GOED IS, MOET GOED BLIJVEN

Ook na levering wilt u verzekerd zijn van een correct functionerende stoel. Daarom verzorgt Nu-Swift het jaarlijks onderhoud. Elk jaar wordt de stoel grondig geïnspecteerd op werking en gebreken. Daarnaast worden de glijriemen elke vijf jaar vervangen. Van de onderhoudswerkzaamheden ontvangt u rapportage zodat u kunt aantonen dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan en u verzekerd bent dat in een noodsituatie alles naar behoren zal functioneren.

VEILIGE ONTRUIMING IN ELKE SITUATIE

In geval van een ontruiming wilt u dat iedereen tijdig en veilig het pand kan verlaten. Maar wat als niet iedereen zelfredzaam is, hoe zorgt u dan dat iedereen op de juiste wijze kan worden geëvacueerd? De Evac+Chair biedt u een solide en eenvoudige oplossing om snel en met weinig inspanning te ontruimen.

Nu-Swift heeft alle kennis in huis om samen met u te kijken naar de mogelijkheden om ook in uw situatie veilig en snel te kunnen evacueren. Hierbij houden we rekening met de aanwezigheid van mindervaliden en niet-zelfredzame personen, de indeling van het pand en de mogelijke vluchtroutes. Wij voorzien u van de benodigde accessoires en bij levering en installatie informeren wij u en uw personeel uitvoerig over de werking van de stoel. Daarnaast leveren wij een instructiekaart die naast de Evac+Chair komt te hangen, zodat u altijd weet wat u moet doen. Een veilig gevoel.

Model	300H	500H		300H	500H
Artikelnummer	1479	1823	Voetsteun	Nee	Ja
Hoogte	1050 mm	1150 mm	Eénpersoonsbediening	Ja	Ja, tot 182 Kg
Breedte	520 mm	520 mm	Tweepersoonsbediening	Nee	Ja
Diepte	200 mm	220 mm	Geschikt voor steile trappen	Nee	Ja, tot 45°
Gewicht	9,5 Kg	13 Kg	Garantie*	Levenslang	Levenslang
Draagvermogen	182 Kg	227 Kg			

* Mits jaarlijks onderhouden door Nu-Swift



Heer informatie?